

kuraray

Noritake



KATANA™ ZIRCONIA TWIST DIA

Le système de polissage pour la zircone

CARTE - RÉPONSE

UNE BRILLANCE NATURELLE EN 3 ÉTAPES

- ✓ Lamelles de polissage flexibles pour affiner toutes les zones de la dent
- ✓ Idéal pour les surfaces d'occlusion
- ✓ La morphologie de la restauration est maintenue
- ✓ Stérilisable et réutilisable
- ✓ Efficacité économique due à la longévité et à la réutilisabilité



- **GROS GRAIN**
PRÉ-POLISSAGE
- **GRAIN MOYEN**
POLISSAGE
- **GRAIN FIN**
POLISSAGE HAUTE BRILLANCE

Vitesse recommandée / Vitesse Maximale

Vitesse recommandée : Entre 7.000 et 10.000 rpm/min pour gros grain / grain moyen / grain fin

Vitesse Maximale : 20.000 rpm/min

Kuraray Noritake France, 3 Avenue de la Division Leclerc, 92160 Antony- France,
tél. : +33 (0)1 56 45 12 51, e-mail : dental-fr@kuraray.com, site internet : www.kuraraynoritake.eu

Katana Twist DIA est un DM pour soins dentaires réservé aux professionnels de santé. Il est non remboursé par la sécurité sociale. Lire attentivement la notice avant son utilisation. Indication : Polissage de zircone. Classe IIa. CE 0483. Novembre 2018

Oui, je commande KATANA™ Zirconia Twist Dia

- #1301-IP KATANA Zirconia TWIST DIA Introductory Kit 14mm 33,48 € TTC
Contenu : 1 Polissoire Gros grain, 1 Polissoire Grain moyen et 1 Polissoire Grain fin
- #1302-IP KATANA Zirconia TWIST DIA Gros grain 14mm 111,60 € TTC
Contenu : 10 polissoires
- #1305-IP KATANA Zirconia TWIST DIA Medium 14mm 111,60 € TTC
Contenu : 10 polissoires
- #1303-IP KATANA Zirconia TWIST DIA Fin 14mm 111,60 € TTC
Contenu : 10 polissoires

Nom du cabinet

M/Mme. Prénom

Nom

Rue

Code postal

Ville

E-mail

Dépôt dentaire

Signature

* Prix de vente conseillés à titre indicatif. Les produits achetés vous seront envoyés par votre fournisseur selon ses conditions de prix habituelles.