

Microblaster Micro-sableuse & accessoires



Ergonomie

Précision

Efficacité

Micro-sableuse

Disponible avec de nombreux accessoires, comme la chambre de sablage ou l'oxyde d'aluminium (granulation : 50 ou 90 microns)

Délivre un jet fin (air + poudre abrasive) pour éliminer rapidement ciment, résine, ou tout autres matériaux.

Idéal pour le nettoyage des inlays/onlays, surfaces métalliques, bridges, résine ou céramique. En orthodontie, sablage des surfaces devant être collées.

Connexion au choix : Borden ou Midwest + connexion pour utilisation avec un compresseur.

Version Standard : orientation de la buse à 138°



Chambre de sablage :

Visibilité large, légère, compacte et robuste
Disposant d'un mécanisme d'extraction de la poussière pour une visibilité parfaite pendant le travail.



BioChamber bio.art
Réf : ABCA0297



Microblaster série INOX bio.art
incluant : 1 Microblaster,
1 échantillon de 50g d'oxyde
d'aluminium, 1 connecteur
midwest, 1 connecteur rapide,
1 manuel d'utilisation
Réf : LAB-inov-midwest

Microblaster série INOX et BioChamber

Oxyde 50 μ m Alumine 0.8kg

Réf : AOXA0215

Oxyde 90 μ m Alumine 0.8kg

Réf AOXA0214