

**UNIVET**



# LOUPES

Magnification Systems



Made in Italy

**DPS**

The shapes and high-end materials that we use are defined by the Italian manufacturing tradition and they enrich all of our products, so that they become not only a tool, but a testimony of Italian craftsmanship excellence.

*Des lignes et des matériaux précieux soulignent le style de la tradition manufacturière italienne, enrichissant chaque modèle pour en faire non seulement un instrument de travail, mais aussi un témoin de l'excellence de l'artisanat italien.*



# Heritage

Since 1997 Univet has become an ambassador of style, quality and luxury, typical of the Italian fashion and design world. In the years we have created iconic shapes through which we distinguished ourselves, while we reconceived the idea of professional eyewear.

*Depuis 1997, Univet est un ambassadeur du style, de la qualité et du luxe, typiques du monde de la mode et du design italien. Au fil des années, Univet a créé des formes emblématiques qui lui permettent de se démarquer, en réinterprétant la lunetterie professionnelle.*



Look  
& Cool



# Our vision

Our vision is to make the eyewear inspiring and comfortable so that it becomes one with the user, to improve the quality of life and guarantee an increased performance.

*Notre vision est de rendre les lunettes attrayantes et confortables afin qu'elles ne fassent qu'un avec le professionnel, pour améliorer la qualité de vie et garantir une augmentation des performances.*

Look  
& Cool



# Shapes & style

Our glasses become design pieces, pleasant to look at and comfortable to wear, but still an indispensable tool for everyday work.

*Les lunettes deviennent des objets de design, belles à voir et à porter, elles sont un outil indispensable pour le travail quotidien.*



Look  
&  
Cool



# Materials & Colours

The balance between colours, shapes and light expresses the essence of our philosophy, where the sleek shades, bold lines and precious materials make each pair of glasses an exclusive product signed by Univet.

*L'équilibre entre la couleur, la forme et la lumière exprime l'essence de notre philosophie, où des tons élégants, des lignes fortes et des matériaux précieux font de chaque loupe un produit exclusif, signé Univet.*



Discover  
our products

Look & Cool page 53



# Light design

The light gets molded and driven by our LED system so to become a precision tool: its shapes and technology create an extension of the magnifying system.

*La lumière est façonnée et contrôlée pour devenir un instrument de précision: les formes et la technologie créent une extension du système de grossissement.*



# Exclusive details

Ultra-light materials and a compact and minimal design can make an attachment into a real protagonist.

*Des matériaux ultra-légers, des lignes compactes et minimales transforment un accessoire en un véritable protagoniste.*



Discover  
our products

**EOS Wireless** page 95





Univet's  
*Technology &  
craftmanship*



# INDEX

18. **WHY UNIVET**  
Pourquoi Univet
30. **MAGNIFICATION SYSTEMS**  
Systèmes d'agrandissement
42. **WHY CHOOSE LOUPES**  
Pourquoi choisir des Loupes
50. **TAILOR MADE LOUPES**  
Loupes sur mesure
86. **ACCESSORIES INCLUDED**  
Accessoires inclus
90. **HEADLIGHTS**  
Lampes frontales
114. **HEADLIGHT OPTIONAL**  
Lampe frontale en option
118. **READY MADE LOUPES**  
Loupes prêtes à l'emploi
126. **SAFETY SOLUTIONS**  
Solutions de sécurité



# why univet

# PIGS

**IN-HOUSE  
DESIGN**

The project and the design are made in-house, they are a guarantee of unique and unmistakable aesthetics, innovation and comfort. These are imperatives features that have always characterized our products. Feedback and tips from end-users are always taken constructively into consideration to improve the efficiency of these highly technical and performing tools.

*L'étude et la conception en interne sont la garantie d'une esthétique unique et inimitable doublée d'innovation et de confort, des qualités indispensables qui ont toujours caractérisé notre produit. Les commentaires et les stimuli des utilisateurs sont interprétés pour que ces instruments hautement techniques et performants soient de plus en plus efficaces.*



LEARN MORE



[univetloupes.com/perfect-balance](http://univetloupes.com/perfect-balance)



# Frames

## PERFECT BALANCE

In a magnifying system, the weight distribution it's one of the most important specs. Univet designs and creates frames, with an evenly distributed weight, that wraps in the most efficient way around the user's head, this means enhanced comfort even during prolonged use.

*Dans un système de grossissement, la répartition du poids est l'une des spécifications les plus importantes. Univet conçoit et crée des montures dont le poids est réparti de manière optimale autour de la tête, ce qui se traduit par un plus grand confort même en cas d'utilisation prolongée.*



LEARN MORE



[univetloupes.com/optics](http://univetloupes.com/optics)

# Optics

## THE HEART OF LOUPES

The optical elements are the backbone of the Loupes system and are the secret ingredient of its high performance. Our R&D department in the past years has developed always lighter and sharper binoculars that today are a distinct feature of every Univet loupes.

*Les éléments optiques sont au cœur du système de grossissement et sont l'ingrédient secret de sa performance. Au fil des ans, notre département de Recherche et Développement a élaboré des systèmes de plus en plus légers et précis qui sont aujourd'hui l'élément distinctif de chaque loupe Univet.*



# System

## TAILOR MADE

Our loupes system is the union of two distinct elements in perfect harmony, where the frame design merges with the outstanding optical technology of our binoculars. This process makes each loupes system a one-off, precisely tailored based on the user physiognomy and his professional needs.

*Notre système est l'union de 2 éléments en parfaite cohésion, où le design de la monture est associé à la plus haute technologie optique de grossissement. Notre système de loupes est ainsi unique au monde car il est fabriqué sur la base de votre physionomie exacte et de vos besoins professionnels.*





UNIVET

# Loupes

BECOME ONE WITH YOURSELF

The Univet loupes will become one with yourself to give you performance and comfort like never before.

*Les loupes Univet feront un tout avec vous pour vous offrir des performances et un confort jamais expérimentés auparavant.*

30



magnification systems





power  
optics



Galilean and Prismatic are the two types of magnifying technology adopted for our loupes. The choice of a specific technology depends mostly on the client needs and the profession in which is going to be used: there is a wide range of magnification levels for every medical procedure.

*Le Galiléen et le Prismatique sont les deux types d'optique adoptés pour le système de grossissement. Le choix du type idéal dépend de l'application et de vos besoins personnels.*





# galilean SYSTEM


The new Galilean PRO HD magnification systems offer high optical quality, wide field of view and the best depth of field while maintaining a light weight. They are particularly intuitive and offer extreme versatility.

*Les nouveaux systèmes de grossissement galiléens PRO HD offrent une qualité optique élevée, un large champ de vision et une profondeur de champ encore inégalée tout en restant très légers. Ils sont particulièrement intuitifs et extrêmement polyvalents.*




galilean

SYSTEM



**2.0 X**

Galilean PRO HD  
NEUVE



**2.5 X**

Galilean PRO HD  
NEUVE



**3.0 X**

Galilean PRO HD  
NEUVE



**3.5 X**

Galilean PRO HD  
NEUVE

The new Galilean PRO HD magnification systems are ideal for dentists, dental hygienists, doctors, veterinarians or for anyone who wants to visualize a wide field of view, maintaining an intuitive identification of external reference points without sacrificing a high optical quality.

*Les nouveaux systèmes de grossissement galiléens PRO HD sont l'idéal pour les dentistes, les médecins, les vétérinaires ou, en général, pour tous ceux qui souhaitent avoir un large champ de vision, en conservant une identification intuitive des points de repère externes sans renoncer à une haute qualité optique.*

Made in Italy

UNIVET

Made in Italy

optics ULTRA HD

XS



# prismatic SYSTEM

Prismatic loupes XS ULTRA-HD are engineered and designed to allow a higher magnification with the greatest clarity. They will take your work to the next level, thanks to its exceptional definition.

*Les systèmes prismatique XS ULTRA-HD sont conçus et fabriqués pour obtenir de très forts grossissements avec une définition d'image inégalée. La qualité de votre travail sera au plus haut avec un niveau de détail exceptionnel.*



prismatic  
SYSTEM



**3.5 X**

Prismatic XS ULTRA-HD



**4.0 X**

Prismatic XS ULTRA-HD



**5.0 X**

Prismatic XS ULTRA-HD

In the magnifying systems field, Univet XS ULTRA-HD prismatic lenses are the benchmark for the highest resolution and perfect edge definition. The ideal solution for dentists and surgeons working at the highest level of magnification.

*Dans le monde des systèmes de grossissement, les lentilles prismatiques Univet XS ULTRA-HD sont la référence pour leur très haute résolution et la parfaite définition des bords - la solution idéale pour les dentistes et les chirurgiens travaillant au plus haut niveau de grossissement.*



why choose

PIGS

postu



The musculoskeletal health of dental and medical professionals has been the subject of numerous international studies.

*La santé musculo-squelettique des professionnels de la médecine et des soins dentaires a fait l'objet de nombreuses études internationales.*

re

If you enter the search term “dentist” in Google, you will find many images of dentists who are working hunched over the patient, the same goes for surgeons, veterans and many other medical professions.

The general consensus is that an uncomfortable posture, static positions, repetitive motions, vibrations, and the small operating field are challenging ergonomic issues for any doctor, dentist, or dental hygienist.

*Si vous saisissez le terme « dentiste » dans Google, vous trouverez de nombreuses images de médecins penchés sur le patient, ce qui est également vrai pour les chirurgiens, les vétérinaires et les autres professions médicales. L’opinion générale est que la posture inconfortable, la position statique, les mouvements répétitifs, les vibrations et le petit champ opéatoire sont des problèmes ergonomiques pour tout médecin, dentiste ou hygiéniste dentaire.*

01

Lumbar  
kyphosis



02

Back



03

Neck



LEARN MORE



[univetloupes.com/why-choose-loupes](http://univetloupes.com/why-choose-loupes)

ergonomie

Magnification systems are known to improve accuracy in dental and surgical procedures. Over time it has been proven that these systems also provide ergonomic benefits, because they can prevent unnecessary stooping and hunching and can thus prolong the performances in the working day as well as the whole career.

*Chacun sait que les systèmes de grossissement améliorent la précision des procédures dentaires et chirurgicales. Il a également été démontré que ces systèmes offrent également des bénéfices ergonomiques, car ils permettent aux praticiens d'adopter et de conserver une position correcte, prolongeant ainsi leurs performances au cours de leurs journées de travail et tout au long de leur carrière.*

# onomics



# Headlights

Enhance the benefit of loupes

LEARN MORE



[univetloupes.com/why-choose-loupes](http://univetloupes.com/why-choose-loupes)

The advantage of the use of a headlight is as significant as that of the loupes themselves. Inadequate lighting can lead to incorrect postures needed to illuminate shadowed areas.

Thanks to the use of our frontal headlight, mounted on the loupes, everything the user will see will be illuminated, thus eliminating the presence of shadows that the overhead light normally projects.

*Les bénéfices de l'éclairage sont tout aussi importants que ceux apportés par le système de grossissement. Un éclairage insuffisant peut entraîner une mauvaise posture nécessaire pour bien voir les zones d'ombre.*

*L'éclairage frontal, monté sur le système de grossissement, permet à l'utilisateur d'éclairer son champ de vision, éliminant ainsi les ombres que la lampe clinique projette normalement.*

clear



It has been proven that the use of the headlight enhances the clinical outcome, reduces stress in the muscles of the arm, shoulder, and upper back, it also provides a clear field and reduces eye strain.

*Il a été prouvé que l'utilisation d'un éclairage frontal améliore le résultat clinique, réduit le stress dans les muscles du bras, de l'épaule et du haut du dos, offre un champ de vision plus clair et réduit la fatigue oculaire.*

01

Provides  
a clear field

02

Reduces  
eye strain

03

Enhances the  
clinical outcome



field



tailor made

PIGS




# Look & Cool

The Look & Cool are faithful to the unmistakable Univet style: the hand varnished nylon paired with a metal inserts makes each piece light and precious. The eyewear becomes stylish, for both men and women, an item to appreciate, because it's comfortable, functional and made out of quality materials.

*Look & Cool interprètent le style Univet caractéristique: le nylon peint à la main associé à des inserts métalliques rendent chaque pièce légère et précieuse. Les lunettes apportent une touche d'élégance aux hommes comme aux femmes, deviennent un accessoire de mise en valeur, confortable, fonctionnel et de la plus haute qualité.*





# frame

DETAILS

Look  
& Cool

## SIZE

53□17

Universal Fitting

## COLOURS CHART

available colour combinations for frame/optics

---


Magnification	▼ Galilean	■ Prismatic
2.0 X	•	
2.5 X	•	
3.0 X	•	
3.5 X	•	
4.0 X		
5.0 X		

---

## ACCESSORIES INCLUDED

Side protection

Elastic band



## CUSTOMIZATION

Owner Name / Engraving inside the temple

# Look

Emerald



new

Available Galilean

## SIZE

56 □ 16

Universal Fitting

## COLOURS CHART

available colour combinations for frame/optics

---

Magnification	▼ Galilean	■ Prismatic
2.0 X	•	
2.5 X	•	
3.0 X	•	
3.5 X	•	
4.0 X		
5.0 X		

---

## ACCESSORIES INCLUDED

Side protection

Elastic band

Emerald



Find out more



[univetloupes.com/cool](http://univetloupes.com/cool)

## CUSTOMIZATION

Owner Name / Engraving inside the temple

# Cool

Ruby



# COOL

new  
Available Galilean



# ITA

Soft and winding lines retrace historic styles, reinterpreting them through the use of modern materials and precious finishes. A style that is independent to fashions and that doesn't age.

*Des lignes douces et sinuées retracent les styles du passé, en les réinterprétant grâce à l'utilisation de matériaux modernes et de finitions précieuses. Un style transversal à la mode et qui dure dans le temps.*





# frame

DETAILS

ITA

## SIZE

54□17

Universal Fitting

Magnification	■ Galilean	■ Prismatic
2.0 X	•	
2.5 X	•	
3.0 X	•	
3.5 X	•	•
4.0 X		•
5.0 X		•

## ACCESSORIES INCLUDED

Side protection

Elastic band

## CUSTOMIZATION


Owner Name / Engraving inside the temple

## COLOURS CHART

available colour combinations for frame/optics




Prismatic



Galilean



Prismatic



Galilean



Prismatic



Galilean

ITA

Black Edition



BLACK

edition

Available Prismatic / Galilean

AWARDS



reddot winner 2016






# ONE

A return to essential shapes and lines, that allow this design to look always futuristic. The use of Solid and light materials and primary colours make the ONE a piece of timeless elegance.

*Un retour aux lignes essentielles, toujours actuelles grâce à la rigueur de la forme. Des matériaux solides mais légers et des couleurs primaires font de ONE un élément d'une élégance intemporelle.*





# frame

DETAILS

# ONE

## SIZE

55□15 52□15

Universal Fitting

## COLOURS CHART

available colour combinations for frame/optics

---


Magnification	▼ Galilean	■ Prismatic
2.0 X	•	
2.5 X	•	
3.0 X	•	
3.5 X	•	•
4.0 X		•
5.0 X		•

---

## ACCESSORIES INCLUDED

Side protection

Elastic band



## CUSTOMIZATION

Owner Name / Engraving inside the temple

# ONE

Black Edition



## edition

Available Prismatic / Galilean






# ASH

The extreme focus on materials, the discovery of new shapes, lines and dimensions through the reinterpretation of our most iconic models, make ASH a truly contemporary design.

*L'extrême attention portée aux matériaux, la recherche de nouvelles formes, lignes et dimensions par la réinterprétation de modèles iconiques, font de ASH un élément contemporain.*





# frame

DETAILS

ASH

## SIZE

55□17 53□17

Universal Fitting

## COLOURS CHART


available colour combinations for frame/optics

Magnification	▼	■	■
	Galilean	Prismatic	Prismatic
2.0 X	•		
2.5 X	•		
3.0 X	•		
3.5 X	•	•	
4.0 X		•	
5.0 X		•	

## ACCESSORIES INCLUDED

Side protection

Elastic band



## CUSTOMIZATION

Owner Name / Engraving outside the temple

# ASH

Grey Carbon



# carbon

Available Prismatic / Galilean

# GREY






# TECHNE

The adaptive nature of its sporty and enveloping lines, together with an innovative shape and an outstanding lightness will provide you the best comfort. In fact these glasses have an adapting fitting which improves the performance. Also available in the Techne RX version, a special frame designed for people who need prescription lenses.

*La dynamique des lignes enveloppantes et sportives, ainsi que la forme innovante et l'extrême légèreté, sont une garantie de confort absolu. L'adaptation au visage et la légèreté des lunettes de cette ligne améliorent leurs performances. Également disponible dans la version Techne-RX, un système optique spécialement conçu pour les personnes qui ont besoin de verres correcteurs.*





# frame

DETAILS

TECHNÉ

## SIZE

66□15

Western Fitting   Japan/Asian Fitting

---

Magnification	Galilean	Prismatic
2.0 X	•	
2.5 X	•	
3.0 X	•	
3.5 X	•	•
4.0 X		•
5.0 X		•

---

## ACCESSORIES INCLUDED


Elastic band

## CUSTOMIZATION

Owner Name / Engraving on top corner of the carrier lens

## COLOURS CHART

available colour combinations for frame/optics



# TECHNE

Black Edition



BLACK

edition

Available Prismatic / Galilean

## SIZE

54 □ 22

Western Fitting   Japan/Asian Fitting

---

Magnification	■ Galilean	■ Prismatic
2.0 X	•	
2.5 X	•	
3.0 X	•	
3.5 X	•	•
4.0 X		•
5.0 X		•

---

## ACCESSORIES INCLUDED

Elastic band

## CUSTOMIZATION

Owner Name / Engraving on top corner of the carrier lens

## COLOURS CHART

available colour combinations for frame/optics



# TECHNE RX

Prescription Lens Edition



RX  
edition

Available Prismatic / Galilean



accessories included





# Accessories

included in the box



For each loupes model, accessories have been developed to perfectly fit its design, guaranteeing greater comfort and protection.

*Chaque modèle de Loupes peut être complété par des accessoires, parfaitement intégrés à son design, garantissant un plus grand confort et une meilleure protection.*

90



headlights



**BLUE  
LIGHT**  
compliance

All Univet headlight solutions are tested for the danger of photobiological impact from prolonged exposure to blue light emitted by the LED source. These measurements are performed in accordance with the international standard IEC 62471:2006 which specifies exposure limits without adverse health effects.

*Toutes les solutions d'éclairage Univet sont testées pour les risques photobiologiques dus à une exposition prolongée à la lumière bleue émise par l'éclairage à LED. Ces mesures sont effectuées conformément à la norme internationale IEC 62471:2006 qui définit les limites d'exposition sans effets néfastes sur la santé.*

AWARDS



reddot winner 2020



# EOS wireless

The total absence of cables, a lightweight body combined with a powerful light and a long lasting battery, this is EOS Wireless in a nutshell. The new illuminator is equipped with Advanced Hand Gesture Recognition technology.

*EOS Wireless c'est l'absence totale de câbles combinée à la puissance, la légèreté et l'autonomie des batteries. Le nouvel éclairage intègre la technologie Advanced Hand Gesture Recognition.*

# Aseptic control

works on both sides



LEARN MORE



[univetloupes.com/eos-gesture](http://univetloupes.com/eos-gesture)

# Hand Gesture

## RECOGNITION TECHNOLOGY

The - Advanced Hand Gesture Recognition - technology, working on both sides, allows you to control the device without touch to improve hygiene.

La technologie - Advanced Hand Gesture Recognition - permet la gestion des commandes mains libres pour des performances de plus en plus élevées.



### ASEPTIC CONTROL

Contrôle aseptique



### TOUCH CONTROL

Contrôle sans contact



### SAVE BATTERY

Économiser la batterie





# headlight DETAILS

EOS  
wireless

## FEATURES

Advanced Hand Gesture Recognition technology  
Blue light compliant / Anti-lumière bleue  
Color temperature / Température de couleur: 5700 K  
Brightness / Luminosité: 38000 lux  
Battery life / Autonomie de la batterie: 140 min  
Headlight weight / Poids lampe frontale: 36 g

---

## SPOT SHAPE



Working distance (cm)	Ø (cm)	lux
35	7,5	38000

---

## ACCESSORIES INCLUDED

2 Batteries  
Battery charger  
Universal magnetic adapter  
UV 525 nm composite filter

---

## OPTIONAL

Custom magnetic adapter (only for Univet TTL Loupes)

# EOS

Wireless



## Defined light spot

Headlight System


# EOS




# EOS HP lite

The edge-to-edge beautiful light spot, intense brightness and the long battery life are the main features that make EOS HP Lite the most performing of the range.

*La résolution, l'intensité et la puissance de l'éclairage, ainsi que la longue durée de vie de la batterie sont des caractéristiques qui font de l'EOS HP Lite le système d'éclairage le plus performant du marché.*





# headlight

DETAILS

EOS  
HP lite

## FEATURES

Blue light compliant / Anti-lumière bleue

Color temperature / Température de couleur: 5700 K

Brightness / Luminosité: 45000 lux

Battery life at max brightness / Autonomie de la batterie à la luminosité maximale: 8 h

Headlight weight / Poids lampe frontale: 28 g

---

## SPOT SHAPE



Working distance (cm)	Ø (cm)	lux
35	8,3	45000

---

## ACCESSORIES INCLUDED

Battery charger

Universal magnetic adapter

UV 525 nm composite filter

---

## OPTIONAL

Custom magnetic adapter (only for Univet TTL Loupes)

# EOS

HP lite



# Head

# Light



# EOS 2.0

Compact shapes and lightness are combined with high performance lighting. EOS 2.0 has been designed to be perfectly compatible with our loupes devices.

*Les formes compactes et la légèreté sont associées à des qualités d'éclairage ultra performantes. EOS 2.0 a été conçu pour être parfaitement compatible avec tous nos systèmes de grossissement.*

eos<sup>2.0</sup>





# headlight

DETAILS

EOS  
2.0

## FEATURES

Blue light compliant / Anti-lumière bleue

Color temperature / Température de couleur: 5500 K

Brightness / Luminosité: 35000 lux

Battery life at max brightness / Autonomie de la batterie à la luminosité maximale: 8 h

Headlight weight / Poids lampe frontale: 11 g

---

## SPOT SHAPE



Working distance (cm)	Ø (cm)	lux
35	10,5	35000

---

## ACCESSORIES INCLUDED

Battery charger

Universal magnetic adapter

UV 525 nm composite filter

---

## OPTIONAL

Custom magnetic adapter (only for Univet TTL Loupes)

# EOS

2.0



# Head

# LIGHT

113



headlight optional



## CUSTOM MAGNETIC ADAPTERS

**LOOK**

Custom magnetic adapter  
cod. KZ27931.0A




**ITA**

Custom magnetic adapter  
cod. KZ41718.0A



**ASH**

Custom magnetic adapter  
cod. KZ25918.0A



**COOL**

Custom magnetic adapter  
cod. KZ27931.0A



**ONE**

Custom magnetic adapter  
cod. KZ27931.0A



**TECHNE/RX**

Custom magnetic adapter  
cod. KZ25818.0A



# Optional

Custom headlight adapter



The magnetic adapter, specific for each loupes model, allows a quick and comfortable fixing of the headlight. Loupes and light become an integrated system.

*L'adaptateur magnétique, spécifique à chaque modèle de loupes, permet une fixation rapide et confortable du spot lumineux.*



ready made




## SIZE

66 □ 15

Western Fitting   Japan/Asian Fitting

## COLOURS CHART

available colour combinations for frame/optics



## ACCESSORIES INCLUDED

Elastic band

## FEATURES

Quick Loupes are loupes accessible to everyone. Easy to use with predefined interpupillary distances that can be selected according to your needs, they maintain the quality, comfort and optical characteristics of a Tailor Made loupes.

Available only in Galilean 2.5X version.


Quick Loupes sont les loupes binoculaires accessibles à tous. Simples à utiliser avec des écarts inter-pupillaires prédéfinis que vous pouvez choisir en fonction de vos besoins, elles offrent tous les avantages, le confort et les caractéristiques optiques des dispositifs sur mesure.

Uniquement proposées dans la version Galiléenne 2.5X



## INTERPUPILLARY DISTANCE

Size	PD at infinite viewing (mm)	Range covered (mm)
S	60	58 - 62
M	64	62 - 66
L	68	66 - 70



# Quick Loupes

White Red



Quick  
Available Galilean 2.5X

## SIZE

Adjustable Fitting

Magnification	▼ Galilean	■ Prismatic
2.0 X		
2.5 X		
3.0 X		
3.5 X		•
4.5 X *		•
6.0 X *		•

\* Magnification available only with Headgear & Air-X systems

## ACCESSORIES INCLUDED

Magnetic headlight adapter

## FEATURES

- Flexible structure with no pressure points
- Adjustment of the vertical axis and declination angle
- Interchangeable sweatband sponges
- Can be worn over prescription eyewear

*Structure souple, sans points de pression  
Ajustement de l'axe vertical et de l'angle d'inclinaison  
Bandeau anti-sudation interchangeable  
Utilisable avec des lunettes correctrices*

## FRAME

Details



# HEADGEAR



Head  
gear

Available Prismatic

## SIZE

66 □ 15

Universal Fitting

Magnification	▼ Galilean	■ Prismatic
2.0 X		
2.5 X	•	
3.0 X		
3.5 X		•
4.5 X *		•
6.0 X *		•

\* Magnification available only with Air-X & Headgear systems

## ACCESSORIES INCLUDED

- Elastic band
- Replaceable protective lens
- Magnetic headlight adapter

## FEATURES

- The most protective loupes ever created
- Replaceable protective lens
- Adjustment of the vertical axis and declination angle
- Can be worn over prescription eyewear

*Les meilleures loupes de protection jamais créées  
Lentille de protection remplaçable  
Ajustement de l'axe vertical et de l'angle d'inclinaison  
Utilisable avec des lunettes correctrices*

## COLOURS CHART

available colour combinations for frame/optics



# AIR X



# LOUPIES

Air X

Available Prismatic / Galilean



safety solutions





Eye & face  
protection

# Safety OVERLOUPES

Univet has developed solutions for protection even when using magnifying systems and headlights, which will allow you to carry out your profession in maximum safety.

Univet a développé des solutions de protection, même en cas d'utilisation de systèmes de grossissement et de lampes frontales, qui vous permettront d'exercer votre profession en toute sécurité

---

01

**EN 166  
CERTIFIED**

Face protection certified in the laboratory according to EN 166 standard.

*Protection faciale certifiée en laboratoire selon la norme EN 166.*

02

**OPTICAL CLASS 1  
CERTIFIED**

Correct focus and no optical distortion.

*Mise au point correcte et aucune distorsion optique.*

03

**ANTI-FOG PROPERTY  
CERTIFIED**




Anti-fog lens certified to ensure a clear and unobstructed vision.

*Verres certifiés anti-buée pour assurer une vision claire et sans obstruction.*

**DOWNLOAD  
CATALOGUE**



[univetloupes.com/safety-catalogue](http://univetloupes.com/safety-catalogue)



LOUPES	SYSTEM	OPTICS	GALILEAN PRO HD				PRISMATIC XS ULTRA-HD			PRISMATIC ULTRA-HD		
			2.0 X	2.5 X	3.0 X	3.5 X	3.5 X	4.0 X	5.0 X	3.5 X	4.5 X	6.0 X
TAILOR MADE	TTL	LOOK	•	•	•	•						
		COOL	•	•	•	•						
		ASH	•	•	•	•	•	•	•			
		ONE	•	•	•	•	•	•	•			
		ITA	•	•	•	•	•	•	•			
		TECHNE	•	•	•	•	•	•	•			
		TECHNE RX	•	•	•	•	•	•	•			
READY MADE	TTL	QUICK LOUPES		•								
	FLIP-UP	HEADGEAR						•	•	•		
		AIR-X		•				•	•	•		

All specifications and descriptions are subject to change without notice. All rights reserved. Text, images, graphics are subject to copyright and other protective laws. The content of this publication may not be copied, distributed or modified for commercial purposes without written authorization by Univet Loupes SpA.

Toutes les spécifications et descriptions sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Tous droits réservés. Les textes, images et graphiques sont protégés par les droits d'auteur et autres lois de protection. Le contenu de cette publication ne peut être copié, distribué ou modifié à des fins commerciales sans l'autorisation écrite d' Univet s.r.l.

Made in Univet



[www.univetloupes.com](http://www.univetloupes.com)



 UNIVET



**UNIVET LOUPES Spa** Via Giovanni Prati, 87 - 25086 Rezzato (BS) Italy +39 030 2499411 · [info@univetloupes.com](mailto:info@univetloupes.com)