


Biocéramique prête à l'emploi pour Réparations radiculaire et pulpaire

NeoPUTTY est une biocéramique prête à l'emploi qui ne nécessite aucun mélange ni vibreur. Elle a été spécialement développée pour faciliter la mise en œuvre, assurer la cicatrisation et la régénération tissulaire sans perte de matériau.



Prêt à l'emploi - AUCUN MÉLANGE NÉCESSAIRE

NeoPUTTY est une pâte pré-mixée de silicate tricalcique/dicalcique qui durcit au contact des fluides radiculaire et pulpaire.

PAS DE TEMPS D'ATTENTE

Immédiatement après la mise en place du NeoPUTTY, il est possible de procéder à un rinçage doux et de terminer la restauration ou de fixer une couronne.



SANS RÉSINE: sans rétraction de prise ni dégradation chimique

- 100% bioactif et biocompatible.
- Pas de risque de dégradation chimique.

Scellement étanche et stable



- Sans rétraction de prise.
- Provoque la formation d'hydroxyapatite.
- Sa légère expansion (0,08%) assure un scellement étanche qui limite le risque de percolation bactérienne.

Sans risque de décoloration

- Ne modifiera pas la teinte des dents - JAMAIS.

La radio-opacité la plus élevée de sa catégorie

NeoPUTTY: 8,1mm équivalent aluminium



NeoPUTTY®

1 seul matériau - 9 applications cliniques

- Pulpotomie
- Apexogénèse
- Coiffage pulpaire indirect
- Coiffage pulpaire direct
- Fond de cavité
- Apexification racinaire
- Résorption apicale
- Réparation de perforations
- Résection apicale




PAS DE GASPILLAGE

Ne s'assèche pas entre les utilisations

Conserve sa consistance agréable, homogène et peu collante entre les différentes utilisations.

Zéro perte

La seringue à déplacement positif procure une grande précision et un meilleur contrôle de la distribution pour ne prélever que la quantité nécessaire.



ZÉRO PERTE



Seringue à déplacement positif

Contrôle et précision de la distribution de matériau

A découvrir

NeoSEALER™ Flo

Biocéramique prête à l'emploi pour scellements endodontiques.



NeoMTA Plus

Biocéramique en Poudre et Gel



DENTAL ADVISOR TOP AWARD: ENDODONTIC BIOACTIVE CEMENT

