

 UNIVET

# LOUPES

Magnification Systems



# LYNX

## Highlight your craft

Lynx and Lynx Pro, a refined illumination experience, unmistakable DESIGN by Univet. Engineered for comfort, durability, and unmatched functionality, these models provide the ideal solution for professionals who seek precision without compromising on style or convenience.

*Lynx et Lynx Pro, une expérience d'illumination raffinée, incontestablement CONÇUE par Univet. Conçus pour offrir confort, durabilité et fonctionnalité inégalée, ces modèles sont la solution idéale pour les professionnels qui recherchent la précision sans compromettre le style ou la praticité.*

# CRI 90

## COLOURS THAT YOU'VE NEVER SEEN

EOS Next provides a LED light at 5700 Kelvin, a 'cold white light' similar to natural daylight that optimises contrast and makes people more energised: it is the ideal light for dental and surgical fields, where accuracy and precision are vital.

EOS Next has a 90% Color Rendering Index (CRI-90), ensuring a light source that faithfully reveals objects' colours and optimum depth illumination.

*EOS Next génère une lumière à LED de 5700 Kelvin, lumière blanche froide qui s'apparente à la lumière naturelle du jour, idéale pour les environnements dentaires et chirurgicaux où la précision est indispensable.*

*Le système d'éclairage EOS Next garantit en outre un indice de rendu des couleurs de 90% (IRC 90) qui assure une reproduction fidèle de toute la gamme des couleurs et un éclairage en profondeur qui met parfaitement en relief les moindres détails.*



**CRI 90**  
EOS Next




**CRI 70**  
Standard



## FREE YOUR HANDS WITH ALEXA VOICE CONTROL

Through integration with Amazon Alexa technology, Eos Next can be controlled remotely with voice control, allowing you to operate hands-free, aseptically.

*Grâce à l'intégration de la technologie Amazon Alexa, Eos Next peut désormais être contrôlé à distance par commande vocale, permettant ainsi une utilisation parfaitement aseptique en main-libre.*



# headlights

DETAILS

LYNX  
headlights

## FEATURES

Alexa voice control / Commande vocale Alexa

Blue light compliant / Anti-lumière bleue

Color temperature / Température de couleur: 5700 K

Brightness / Luminosité: 50000 lux

Battery life at max brightness / Autonomie de la batterie à la luminosité maximale: 9 h

Headlight weight / Poids lampe frontale: 15 g

## SPOT SHAPE



Ø (cm)

lux

8,3

50000

## ACCESSORIES INCLUDED

Universal magnetic adapter

UV 525 nm composite filter

## OPTIONAL

Battery charger

Custom magnetic adapter (only for Univet TTL Loupes)

# LYNX

PRO



# Head

# LIGHT



## FEATURES

Blue light compliant / Anti-lumière bleue  
Color temperature / Température de couleur: 5700 K  
Brightness / Luminosité: 38000 lux  
Battery life at max brightness / Autonomie de la batterie à la luminosité maximale: 18 h  
Headlight weight / Poids lampe frontale: 10,5 g

## SPOT SHAPE



Ø (cm)	lux
10,5	38000

## ACCESSORIES INCLUDED

Universal magnetic adapter  
UV 525 nm composite filter

## OPTIONAL

Battery charger  
Custom magnetic adapter (only for Univet TTL Loupes)

LYNX



Head

LIGHTS

[www.univetloupes.com](http://www.univetloupes.com)

 UNIVET



UNIVET LOUPES Spa Via Giovanni Prati, 87 - 25086 Rezzato (BS) Italy +39 030 2499411 · [info@univetloupes.com](mailto:info@univetloupes.com)