

UNIVET

DENTAL



QUICK CATALOGUE

L'EXCELLENCE DE LA FABRICATION ITALIENNE

DESIGN INTÉGRALEMENT INTERNALISÉ

Chez UNIVET, nous sommes animés par une passion pour l'excellence et l'innovation. Ancrés dans le savoir-faire italien, nous avons établi de nouveaux standards et sommes devenus des leaders mondiaux dans les technologies optiques destinées aux professionnels.

Notre mission est d'améliorer votre vision et votre confort en proposant des solutions de pointe qui optimisent la précision et l'ergonomie.



HAUTE QUALITÉ SANS COMPROMIS

Nous proposons une sélection polyvalente de loupes conçues pour répondre aux besoins spécifiques des professionnels. Chaque modèle est fabriqué pour offrir l'équilibre parfait entre grossissement, confort et style, garantissant des performances exceptionnelles sans compromis.




SYSTÈMES SUR MESURE

Nos systèmes de loupes représentent la fusion parfaite de deux éléments distincts : un design de monture innovant et une technologie optique exceptionnelle. Chaque paire de loupes est réalisée sur mesure pour s'harmoniser avec la morphologie unique de l'utilisateur et ses exigences professionnelles, offrant une solution véritablement unique et parfaitement adaptée.



Grossissements

GAMME DE PUISSANCES ET VUES



0 X

Œil nu




2.0 X

Disponible pour les
optiques Galiléennes



2.5 X

Disponible pour les
optiques Galiléennes



3.0 X

Disponible pour les
optiques Galiléennes




3.5 X

Disponible pour les optiques
Galiléennes, Prismatiques et Ergo




4.0 X

Disponible pour les
optiques Prismatiques



4.5 X

Disponible pour les
optiques Ergo



5.0 X

Disponible pour les
optiques Prismatiques



5.7 X

Disponible pour les
optiques Ergo



Nos loupes sont disponibles en plusieurs grossissements, offrant la solution idéale selon votre domaine et vos besoins spécifiques. Les loupes Univet sont équipées de systèmes optiques de pointe, garantissant une qualité d'image optimale. Choisissez le grossissement qui correspond le mieux à vos besoins.

Grâce à un large champ de vision et une profondeur de champ exceptionnelle, nos optiques offrent une clarté d'image inégalée, une restitution fidèle des couleurs et une distorsion réduite pour une expérience visuelle naturelle.

Nos solutions

SUR MESURE POUR CHAQUE BESOIN



SYSTÈME

prismatique

Les loupes prismatiques Univet **XS ULTRA-HD** sont conçues pour offrir un grossissement élevé avec une clarté exceptionnelle. Ces loupes élèvent votre pratique grâce à une définition d'image remarquable.

Les optiques XS ULTRA-HD d'Univet proposent le plus haut niveau de résolution d'image, de luminosité et de netteté du marché. Idéales pour les dentistes et chirurgiens nécessitant un haut niveau de grossissement et de précision.



SYSTÈME

galiléen

Les systèmes de grossissement Galilée **PRO HD** d'Univet offrent une qualité optique supérieure, un large champ de vision et une profondeur de champ exceptionnelle, tout en restant ultra-légers. Ces systèmes sont très intuitifs et remarquablement polyvalents.

Idéals pour les dentistes, hygiénistes dentaires, médecins, vétérinaires et tout professionnel recherchant un large champ de vision et une grande latitude de mouvement.

Ergo Advanced

AMÉLIORER LE CONFORT ET LA POSTURE DE TRAVAIL



Les loupes ERGO Advanced sont une solution de pointe offrant une ergonomie supérieure et des performances optiques avancées. Elles réduisent la fatigue et préviennent les tensions physiques à long terme.

LE SYSTÈME OPTIQUE PAR RÉFLEXION D'UNIVET

Grâce à une résolution améliorée et à une luminosité accrue, ce système optimise la reconnaissance et l'adaptation des couleurs par l'œil humain, renforçant ainsi la performance globale.

Les loupes ERGO Advanced sont le choix idéal pour les professionnels qui réalisent des tâches délicates sur de longues périodes, offrant un confort inégalé et une clarté optique exceptionnelle.



Avantages

DES OPTIQUES ERGO ADVANCED

TEMPS D'ADAPTATION

Les loupes Ergo Advanced réduisent considérablement le temps d'apprentissage et d'adaptation. Comme elles n'obligent pas à adopter une posture rigide et non naturelle, les professionnels peuvent s'y adapter rapidement, sans perturber leur charge de travail.

POIDS

Les loupes Ergo Advanced sont environ 20 % plus légères que les optiques prismatiques, ce qui en fait une option plus pratique et confortable pour une utilisation prolongée.

MEILLEURE QUALITÉ D'IMAGE

Les optiques Ergo Advanced offrent une luminosité supérieure, sans distorsion sur les bords ni aberrations chromatiques, assurant une qualité d'image meilleure que les systèmes optiques par réfraction standards.

VISION MULTI-DISTANCE

Ergo Advanced offre des performances optiques uniques, permettant une vision nette à courte et moyenne distance, augmentant ainsi la polyvalence pour un usage professionnel.



INCLINAISON
NATURELLE DU COU



FACILES
À UTILISER



CHAMP
DE VISION ÉLARGI



GRANDE LUMINOSITÉ
D'OPTIQUE



VISION
PÉRIPHÉRIQUE



OPTIQUES
LÉGÈRES





GROSSISSEMENTS

Grossissements	 Galilean	 Prismatic	 Ergo Advanced
2.0 X	•		
2.5 X	•		
3.0 X	•		
3.5 X	•	•	•
4.0 X		•	
4.5 X			•
5.0 X		•	
5.7 X			•


TABEAU DES COULEURS

 Montures	 Galilean	 Prismatic	 Ergo Advanced
			
ITA Endura Brown			
			
ITA Midnight Blue			
			
ITA Green Vespa			
			
ITA Black Edition			



ITA

Des lignes douces et fluides reprennent les styles historiques, réinterprétés avec des matériaux modernes et des finitions raffinées. Ce design intemporel transcende les tendances actuelles, garantissant une élégance durable qui ne se démode jamais.





DESIGN
AWARD
WINNER
2023



GERMAN
DESIGN
AWARD
SPECIAL
2018



DESIGN
AWARD
2017



reddot winner 2016



GROSSISSEMENTS

Grossissements	 Galilean	 Prismatic	 Ergo Advanced
2.0 X	•		
2.5 X	•		
3.0 X	•		
3.5 X	•	•	•
4.0 X		•	
4.5 X			•
5.0 X		•	
5.7 X			•

TABLEAU DES COULEURS

 Montures	 Galilean	 Prismatic	 Ergo Advanced
			
ONE Desert Sage			
			
ONE Black Edition			



ONE

L'UNIQUE ONE ! Unique par sa légèreté et sa robustesse, ONE se distingue par son design UNIVET raffiné et élégant. Conçu pour des performances parfaites, ONE dispose d'un nouveau bandeau ajustable, garantissant une protection maximale des yeux sans compromettre le confort ni le style.



GROSSISSEMENTS

Grossissements	 Galilean	 Prismatic	 Ergo Advanced
2.0 X	•		
2.5 X	•		
3.0 X	•		
3.5 X	•	•	•
4.0 X		•	
4.5 X			•
5.0 X		•	
5.7 X			•

TABLEAU DES COULEURS

 Montures	 Galilean	 Prismatic	 Ergo Advanced
			
ASH Dark Carbon Red			
			
ASH Purple Carbon			
			
ASH Grey Carbon			



ASH

L'attention extrême portée aux matériaux et au design, font de la monture ASH un design véritablement contemporain.





GROSSISSEMENTS

Grossissements	 Galilean	 Prismatic	 Ergo Advanced
2.0 X	•		
2.5 X	•		
3.0 X	•		
3.5 X	•	•	•
4.0 X		•	
4.5 X			•
5.0 X		•	
5.7 X			•

TABLEAU DES COULEURS

 Montures	 Galilean	 Prismatic	 Ergo Advanced
			
TECHNE Deep Forest			
			
TECHNE Midnight Blue			
			
TECHNE Snow Forest			
			
TECHNE Shiny Wisteria			



TECHNE

L'Héritage Évolue : Le modèle TECHNE réinventé. L'icône de nos montures repensée pour offrir encore plus de confort. TECHNE a toujours représenté l'excellence dans les loupes, symbole intemporel pour les professionnels qui exigent plus que la clarté : ils recherchent un design iconique, le confort et le contrôle. Aujourd'hui, TECHNE revient avec une ergonomie améliorée et des performances accrues, conçue pour s'adapter à votre manière de travailler. TECHNE n'est pas une renaissance. C'est une redéfinition. Parce que les véritables icônes ne vieillissent pas. Elles évoluent.



Quick Loupes

Les Loupes pré-montées sont accessibles à tous, avec un design facile à utiliser et des distances interpupillaires prédéfinies pouvant être sélectionnées selon vos besoins.

SIZE

66 □ 15 - Ajustement standard Ajustement prolongé



Headgear

Loupes montées sur casque. Conçue pour éliminer les points de pression, garantissant un confort supérieur et une vision optimale grâce à un système de micro-ajustement.

SIZE

Ajustement standard



Face relevable AIR-X

Une loupe polyvalente pouvant être portée pardessus des lunettes correctrices. Elle est équipée d'un loupes amovible et remplaçable, ainsi que d'optiques réglables en hauteur et en inclinaison.

SIZE

66 □ 15 - Ajustement standard



DESIGN
AWARD
WINNER
2021



reddot winner 2020



CARACTÉRISTIQUES

Conforme à la lumière bleue
Température de couleur : 5700 K
Luminosité : 38000 lux
Autonomie de la batterie : 140 min
Poids de la lampe frontale : 36 g

FORME DU SPOT

Ø (cm)	lux
7,5	38000

ACCESSOIRES INCLUS

2 batteries avec chargeur double
Adaptateur magnétique universel
Filtre composite UV 525 nm

OPTIONNEL

Adaptateur magnétique personnalisé
(uniquement pour les loupes Univet sur-mesure)



CONTRÔLE
ASEPTIQUE



COMMANDE
TACTILE

EXCELLENCE DE PERFORMANCE

Pour compléter nos loupes, nous proposons une gamme de lampes frontales haute performance. Ces puissants systèmes de LED offrent un éclairage uniforme sur tout votre champ de vision, garantissant une visibilité optimale même dans les conditions les plus exigeantes.





CARACTÉRISTIQUES

Commande vocale Alexa
Conforme à la lumière bleue
Température de couleur : 5700 K
Luminosité : 38000 lux
Autonomie de la batterie : 18 h
Poids de la lampe frontale : 10,5 g

FORME DU SPOT

Ø (cm)	lux
10,5	38000

ACCESSOIRES INCLUS

Adaptateur magnétique universel
Filtre composite UV 525 nm

OPTIONNEL

Chargeur de batterie
Adaptateur magnétique personnalisé
(uniquement pour les loupes Univet sur-mesure)



COMMANDE À
DISTANCE



CRI 70



CARACTÉRISTIQUES

Commande vocale Alexa
Conforme à la lumière bleue
Température de couleur : 5700 K
Luminosité : 50000 lux
Autonomie de la batterie : 9 h
Poids de la lampe frontale : 15 g

SPOT SHAPE

Ø (cm)	lux
8,3	50000

ACCESSOIRES INCLUS

Adaptateur magnétique universel
Filtre composite UV 525 nm

OPTIONNEL

Chargeur de batterie
Adaptateur magnétique personnalisé
(uniquement pour les loupes Univet sur-mesure)



COMMANDE À
DISTANCE



CRI 70



COMMANDE VOCALE ALEXA

Grâce à l'intégration de la technologie Amazon Alexa, LYNX peut être contrôlé à distance par commande vocale, vous permettant de l'utiliser les mains libres, de manière aseptique.



COMMANDE VOCALE ALEXA

Grâce à l'intégration de la technologie Amazon Alexa, LYNX peut être contrôlé à distance par commande vocale, vous permettant de l'utiliser les mains libres, de manière aseptique.



NOTES:

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins or other markings on the paper.

Découvrez-en plus

www.univetloupes.com



UNIVET France SAS

18 Avenue Charles de Gaulle – Morez
39400 HAUTS DE BIENNE
03 84 33 67 99
france@univetloupes.com
france@univetloupes.com

cod. 2300409/FR Rev.00 - 12/2025

All specifications and descriptions are subject to change without notice. All rights reserved. Text, images, graphics are subject to copyright and other protective laws. The content of this publication may not be copied, distributed or modified for commercial purposes without written authorization by Univet Loupes SpA.