

CERABIEN™ MiLai

Plus de teintes.
Plus de possibilités.



LA GAMME CERABIEN™ MiLai S'AGRANDIT

S'appuyant sur le concept d'une gamme compacte dédiée à une micro-stratification rapide et efficace, CERABIEN™ MiLai s'enrichit de **20 nouvelles teintes de céramique et de deux nouveaux kits**. Cette extension offre aux prothésistes dentaires encore plus de flexibilité et de possibilités de personnalisation pour leurs restaurations en zircone et en disilicate de lithium.

Cet assortiment élargi complète le système CERABIEN™ MiLai existant avec de **nouvelles teintes Opacious Body, Body, Enamel, Luster, Clear Cervical et Mamelon**, permettant ainsi de répondre à un éventail plus large d'exigences esthétiques tout en conservant un protocole de travail simple et efficace.

NOUVEAUX KITS

ADVANCED LAYERING KIT contient **20 nouvelles teintes de céramiques** qui viennent compléter le Micro-Layering Kit existant. Il est destiné aux utilisateurs souhaitant élargir davantage leurs possibilités de stratification et de caractérisation afin de réaliser des restaurations toujours plus personnalisées.

POWDER STARTER KIT contient une sélection de **7 céramiques et 5 colorants internes** (Internal Stains). Il fournit tous les éléments nécessaires pour s'initier facilement et efficacement à la technique de micro-stratification.

20 NOUVELLES TEINTES DE CERAMIQUE

Opacious Body	O BXW · OBA ₁ · OBA ₃ · OBB ₁
Body	XWB · A ₁ B · A ₃ B · B ₁ B · B ₃ B · C ₂ B · D ₂ B
Enamel / Incisal Dentin	E ₁ · Silky E ₂
Clear Cervical	CCV-1 · CCV-3
Mamelon	Fluoro Mamelon 1 · Fluoro Mamelon 2
Luster / Effects	LT ₀ · ELT ₂ · LT Coral



NOUVEL ASSORTIMENT DE PRODUITS CERABIEN™ MiLai

CERAMIQUES CERABIEN™ MiLai

BOITE	REFERENCE	TEINTE	REFERENCE	TEINTE
10 g	109-2051EU	XWB	109-2041EU	OBB ₁
	109-2061EU	A ₁ B	109-2121EU	E ₁
	109-2071EU	A ₃ B	109-2131EU	Silky E ₂
	109-2081EU	B ₁ B	109-2141EU	CCV-1
	109-2091EU	B ₃ B	109-2151EU	CCV-3
	109-2101EU	C ₂ B	109-2161EU	Fluoro Mamelon 1
	109-2111EU	D ₂ B	109-2171EU	Fluoro Mamelon 2
	109-2011EU	OBXW	109-2181EU	LT ₀
	109-2021EU	OBA ₁	109-2191EU	ELT ₂
	109-2031EU	OBA ₃	109-2201EU	LT Coral
50 g	109-2252EU	XWB	109-2242EU	OBB ₁
	109-2262EU	A ₁ B	109-2322EU	E ₁
	109-2272EU	A ₃ B	109-2332EU	Silky E ₂
	109-2282EU	B ₁ B	109-2342EU	CCV-1
	109-2292EU	B ₃ B	109-2352EU	CCV-3
	109-2302EU	C ₂ B	109-2362EU	Fluoro Mamelon 1
	109-2312EU	D ₂ B	109-2372EU	Fluoro Mamelon 2
	109-2212EU	OBXW	109-2382EU	LT ₀
	109-2222EU	OBA ₁	109-2392EU	ELT ₂
	109-2232EU	OBA ₃	109-2402EU	LT Coral

KITS CERABIEN™ MiLai

109-2412EU	Advanced layering kit (200 g)
109-2422EU	Powder starter kit (85 g)

GUIDE DE TEINTES CERABIEN™ MiLai

211-2639EU	802 Porcelain colour guide (Liner, Opacious Body, Body, Mamelon, Tissue)
211-2649EU	803 Porcelain colour guide (Enamel, Translucent, Luster, Clear Cervical)

GAMME ORIGINALE CERABIEN™ MiLai

CERAMIQUE CERABIEN™ MiLai

BOITE	REFERENCE	TEINTE	REFERENCE	TEINTE
10 g	109-0051EU	Tx	109-0131EU	E ₂
	109-0061EU	ELT ₁	109-0141EU	CCV-2
	109-0071EU	LTx	109-0151EU	Tissue 1
	109-0081EU	LT ₁	109-0161EU	Tissue 4
	109-0091EU	LT Super Gray	109-0171EU	Tissue 5
	109-0101EU	LT Royal Blue	109-0181EU	Tissue 6
	109-0111EU	Aqua Blue 2	109-0191EU	Value Liner 1
	109-0121EU	Creamy Enamel	109-0201EU	Value Liner 2
50 g	109-0212EU	Tx	109-0292EU	E ₂
	109-0222EU	ELT ₁	109-0302EU	CCV-2
	109-0232EU	LTx	109-0312EU	Tissue 1
	109-0242EU	LT ₁	109-0322EU	Tissue 4
	109-0252EU	LT Super Gray	109-0332EU	Tissue 5
	109-0262EU	LT Royal Blue	109-0342EU	Tissue 6
	109-0272EU	Aqua Blue 2	109-0352EU	Value Liner 1
	109-0282EU	Creamy Enamel	109-0362EU	Value Liner 2

INTERNAL STAINS CERABIEN™ MiLai

BOITE	REFERENCE	TEINTE	REFERENCE	TEINTE
3 g	109-0371EU	White	109-0451EU	Salmon Pink
	109-0381EU	Gray	109-0461EU	Tissue Pink
	109-0391EU	Incisal Blue 1	109-0471EU	Tissue Red
	109-0401EU	Incisal Blue 2	109-0481EU	A ⁺
	109-0411EU	Blue	109-0491EU	B ⁺
	109-0421EU	Yellow	109-0501EU	Bright
	109-0431EU	Mamelon Orange 2	109-0511EU	Fluoro
	109-0441EU	Cervical 2		

KITS CERABIEN™ MiLai

109-0010EU	Micro layering kit (160 g)
109-0020EU	Internal stain kit (45 g)

GUIDES DE TEINTES CERABIEN™ MiLai

211-2599EU	Internal stain colour guide
------------	-----------------------------